

INSTRUCTIVO DE SANADOR DE PIQUETES: SanaTek



06 / Mapa Esquemático



07 / Empaque y Accesorios

Que incluye:

1. Un Sanador de Piquetes

2. Un Cable Cargador Tipo-C

3. Un Instructivo de Uso

4. Certificado Aprobado NOM

08 / Especificaciones

Dimensiones: 100 x 36 x 22mm

Modelo: MIR-22

Voltaje de Carga: 5V cc

Potencia: 1.8 W

INSTRUCTIVO DE SANADOR DE PIQUETES: SanaTek

01/Atención

1. El uso instantáneo después de picadura del mosquito proporciona un mejor efecto. El efecto será limitado si el tratamiento se realiza después de mucho tiempo de la picadura, pero en la mayoría de los casos, aun puede aliviar la incomodidad y acelerar la sanación
2. La sensación será diferente al aplicar el dispositivo en la piel normal, y en la piel después de ser picado por mosquitos.
3. Este dispositivo deberá ser utilizado bajo la supervisión de un adulto.
4. Los pacientes diabéticos y aquellos con piel extremadamente sensible NO deben utilizar el dispositivo.
5. Cuando el botón de operación no se puede encender, cargue el dispositivo con una fuente de alimentación mayor a 1A (5V cc), y desconecte la fuente de alimentación a tiempo para garantizar la seguridad en el uso de la electricidad
6. Coloque el dispositivo en un lugar ventilado y seco, fuera del alcance de los niños

02/ Alimentación y Carga

La primera vez que se use el dispositivo, es necesario cargarlo primero. El indicador NARANJA parpadeará mientras se esté cargando y se apagará cuando la carga esté completa. El tiempo de carga es de aproximadamente de 2 horas.

Batería baja: El indicador se apagará después de emitir un pitido al encenderlo, o el indicador se apaga repentinamente durante la terapia física. Por favor, carga el dispositivo antes de usarlo.

04/Ilustración del Indicador

NARANJA INTERMITENTE	CARGANDO
NARANJA	CARGA COMPLETA
AZUL DE BAJA INTENSIDAD	MODO SENSIBLE
AZUL DE ALTA INTENSIDAD	MODO ADULTOS
LUZ ARCOÍRIS	MODO DE PRUEBA UV
MORADA	NIVEL 1 DE UV
AMARILLA	NIVEL 2 DE UV
ROJA	NIVEL 3 DE UV

05/Instrucciones de Operación

Terapia

Presiona el botón de operación para que emita un sonido de pitido y la luz indicadora NARANJA se encenderá. Continúa presionando el botón para seleccionar el modo de trabajo.:

1. Modo sensible: Coloca la zona de sanación cerca del área afectada por la picadura, inicia la terapia durante aproximadamente 8 segundos después de escuchar el sonido de pitido, y la terapia finaliza con un sonido de pitido prolongado.

03/Función de las Especificaciones

Modos de Terapia

1. Modo Sensible: Adecuado para niños y personas con piel sensible.
INDICADOR: Luz azul de baja intensidad o clara.
2. Modo para Adultos: Adecuado para la mayoría de las personas.
INDICADOR: Luz azul de alta intensidad o fuerte.

Modo de prueba Rayos UV

Se ha colocado un orificio de recolección de luz UV en la parte superior del dispositivo. Encienda la luz indicadora de colores arcoíris, enseguida apunte directamente el orificio de recolección hacia la luz del Sol. El resultado de la prueba se mostrará en 2 segundos mostrando el nivel de UV (ir a la Ilustración del indicador).

2. Modo para adultos: Coloca la zona de sanación cerca de la picadura de mosquito, inicia la terapia durante aproximadamente 5 segundos después de escuchar el sonido de pitido, y la terapia finaliza con un sonido de pitido prolongado.

(La terapia se puede repetir si es necesario)

Prueba UV

Apunta el orificio de recolección hacia la luz del Sol, luego presiona el botón de operación para que emita un sonido de pitido y la luz indicadora naranja se encenderá. Continúa presionando el botón hasta que la luz indicadora en forma de arcoíris se encienda, y el resultado se mostrará después de 2 segundos:

1. Luz indicadora MORADA + 1 tono de pitido: nivel 1, radiación ultravioleta débil, no se necesita protección
2. Luz indicadora AMARILLA + 2 pitidos: nivel 2, radiación ultravioleta moderada, se necesita protección adecuada.
3. Luz indicadora ROJA + 3 pitidos: nivel 3, radiación ultravioleta fuerte, se debe llevar a cabo protección y reducir las actividades al aire libre.

(Los resultados son solo de referencia)

Este aparato no se destina para utilizarse por personas, cuyas capacidades físicas, sensoriales, o mentales sean diferentes o estén reducidas o carezcan de experiencia o conocimiento.

ADVERTENCIA: No utilizar este aparato dentro de tinas de baño, regaderas, lavabos u otros recipientes o contenedores de agua

Léase antes de usar.

Fabricado por: Hangzhou Industrial Instrument Meter Co., Ltd.

País de Origen: China

Importador y Distribuidor en México por: Citisalud, S.A. de C.V.

Ubicado en: Avenida Tezozomoc No. 92, Colonia San Miguel Amantla, C.p 02700, Azcapotzalco, Ciudad de México, México.

Tel. 55 5574 3960 y 800 462 2545

PÓLIZA DE GARANTÍA

Importador y Distribuidor en Mexico:

Citalud, S.A. de C.V.

Ubicado en: Avenida Tezozomoc No. 92,
Colonia San Miguel Amantla, C.P. 02700,
Azcapotzalco, Ciudad de México, México.

R.F.C. CIT-041221-7B1

Tel: 55 5574 3960 y 800 462 2545

www.grupocitalud.com

CONDICIONES

1.- La Garantía se hará efectiva presentando esta póliza documentada y sellada por el establecimiento que la vendió o la factura, o recibo o comprobante junto con el producto en nuestro Centro de Servicio, ubicado en Avenida Tezozomoc No. 92, Colonia San Miguel Amantla, C.P. 02700, Azcapotzalco, Ciudad de México, México. Tel. 55 5574-3960 y 800 462 2545 donde podrá obtener partes, componentes, consumibles y accesorios.

2.- Citalud, S.A. de C.V. a través de su centro de servicio al cliente, se compromete a reparar o cambiar el producto, así como las piezas y componentes incluyendo mano de obra sin ningún cargo para el consumidor, esta garantía cubre los gastos de envío o transportación del producto que se deriven de su cumplimiento dentro de cualquier parte de la República Mexicana.

3.- El consumidor puede solicitar que se haga efectiva la garantía en el lugar de compra del producto o bien directamente en nuestro Centro de Servicio.

Citalud, S.A. de C.V. Garantiza por (1) año este producto en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento.

IMPORTANTE

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

A) Cuando el producto se hubiere utilizado en condiciones distintas a las normales.

B) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

C) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por persona no autorizada por Citalud, S.A. de C.V.

Producto:

Marca:

Modelo:

Serie:

Factura:

Comprada:

Fecha de Compra:

Nombre del distribuidor:

Dirección:

Ciudad:

Estado / C.P.

SELLO